

 NEO[®].



Höhenverstellbar /
Height adjustable



Sitzverschiebung, elektromotorisch
oder manuell / I
Seat displacement, electromotive or
manual



Stuhlverschiebevorrichtung /
Chair displacement



Oberteil 360° drehbar mit Rastung
90° / Rückenlehnenneigung bis 15° /
Rotary mechanic 360° with locking
90° / Back rest inclination up to 15°



Armlehnen starr /
Arm rests fixed



Beinauflage /
Foot rest



■ NEO®.

Details.

The BLOCK patient and refraction chair NEO® is characterised by its large variety of options as well as the qualitatively premium processing.

Nearly all options can be combined, depending on the demands for the particular workplace.

As different as the requirements to a patient and refraction chair are, so obvious is the concept of NEO®, which combines functionality, ergonomics, convenience and design.

NEO® can be operated with a foot switch or can be directly connected to a BLOCK unit.



Fußstütze klappbar /
Folding foot support



Gläserkasten, groß / Armlehnen,
verstellbar /
Trial lens drawer, large / tilting arm
rests



Gläserkasten, klein / Armlehnen
verstellbar /
Trial lens drawer, small / tilting arm
rests

■ NEO®.

Details.

Der BLOCK Patienten- und Refraktionsstuhl NEO® zeichnet sich durch seine große Optionsvielfalt bei gewohnt qualitativ hochwertiger Verarbeitung aus.

Nahezu alle Optionen können miteinander kombiniert werden, abhängig von den Anforderungen, die an den jeweiligen Arbeitsplatz gestellt werden.

So unterschiedlich wie die Ansprüche an einen Patienten- und Refraktionsstuhl sind, so klar zeigt sich das Konzept von NEO®, in dem sich Funktionalität, Ergonomie, Komfort und Design optimal miteinander vereinen.

NEO® lässt sich über einen Fußschalter bedienen oder kann direkt an eine BLOCK Untersuchungseinheit angeschlossen werden.



Armlehnen, verstellbar /
Nackenkissen, höhenverstellbar /
Tilting arm rests /
Bolster height adjustable



Gläserkasten, klein /
Trial lens drawer, small



Fußstütze klappbar /
Folding foot support



Höhenverstellbar /
Height adjustable



Sitzverschiebung, elektromotorisch
oder manuell /
Seat displacement, electromotive or
manual



Stuhlverschiebevorrichtung /
Chair displacement



Oberteil 360° drehbar mit Rastung
alle 90° /
Rotary mechanic 360° with locking
every 90°





Rückenlehne stufenlos neigbar /
Back rest continuously inclinable





Technische Daten | Technical data.



Länge / Length	740 mm Lehne aufrecht / Back rest upright 1570 mm Lehne geneigt / Back rest inclined
Breite / Width	600 mm
Höhenverstellung / Height adjustment	500 - 730 mm
Gewicht / Weight	ca. 52 - 98 kg
Nenneneingangsspannung / Nominal input voltage	230 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme / Power consumption	460 VA

Block Optic Ltd
Rosenowstraße 18
D-44141 Dortmund/Germany
Fon: +49 (0) 2 31/10 87 78-50
Fax: +49 (0) 2 31/17 63 06-5
E-Mail: info@block-optic.com
Internet: www.block-optic.com